

Tablica za konverziju (dijoptriya - polumjer)

Dptr	r (mm)	Dptr	r (mm)	Dptr	r (mm)	Dptr	r (mm)
36.00	9.38	41.00	8.23	46.00	7.34	51.00	6.62
36.12	9.34	41.12	8.21	46.12	7.32	51.12	6.60
36.25	9.31	41.25	8.18	46.25	7.30	51.25	6.59
36.37	9.28	41.37	8.16	46.37	7.28	51.37	6.57
36.50	9.25	41.50	8.13	46.50	7.26	51.50	6.55
36.62	9.22	41.62	8.11	46.62	7.24	51.62	6.54
36.75	9.18	41.75	8.08	46.75	7.22	51.75	6.52
36.87	9.15	41.87	8.06	46.87	7.20	51.87	6.51
37.00	9.12	42.00	8.04	47.00	7.18	52.00	6.49
37.12	9.09	42.12	8.01	47.12	7.16	52.12	6.48
37.25	9.06	42.25	7.99	47.25	7.14	52.25	6.46
37.37	9.03	42.37	7.97	47.37	7.12	52.37	6.44
37.50	9.00	42.50	7.94	47.50	7.11	52.50	6.43
37.62	8.97	42.62	7.92	47.62	7.09	52.62	6.41
37.75	8.94	42.75	7.89	47.75	7.07	52.75	6.40
37.87	8.91	42.87	7.87	47.87	7.05	52.87	6.38
38.00	8.88	43.00	7.85	48.00	7.03	53.00	6.37
38.12	8.85	43.12	7.83	48.12	7.01	53.12	6.35
38.25	8.82	43.25	7.80	48.25	6.99	53.25	6.34
38.37	8.80	43.37	7.78	48.37	6.98	53.37	6.32
38.50	8.77	43.50	7.76	48.50	6.96	53.50	6.31
38.62	8.74	43.62	7.74	48.62	6.94	53.62	6.29
38.75	8.71	43.75	7.71	48.75	6.92	53.75	6.28
38.87	8.68	43.87	7.69	48.87	6.91	53.87	6.27
39.00	8.65	44.00	7.67	49.00	6.89	54.00	6.25
39.12	8.63	44.12	7.65	49.12	6.87	54.12	6.24
39.25	8.60	44.25	7.63	49.25	6.85	54.25	6.22
39.37	8.57	44.37	7.61	49.37	6.84	54.37	6.21
39.50	8.54	44.50	7.58	49.50	6.82	54.50	6.19
39.62	8.52	44.62	7.56	49.62	6.80	54.62	6.18
39.75	8.49	44.75	7.54	49.75	6.78	54.75	6.16
39.87	8.47	44.87	7.52	49.87	6.77	54.87	6.15
40.00	8.44	45.00	7.50	50.00	6.75	55.00	6.14
40.12	8.41	45.12	7.48	50.12	6.73	55.12	6.12
40.25	8.39	45.25	7.46	50.25	6.72	55.25	6.11
40.37	8.36	45.37	7.44	50.37	6.70	55.37	6.10
40.50	8.33	45.50	7.42	50.50	6.68	55.50	6.08
40.62	8.31	45.62	7.40	50.62	6.67	55.62	6.07
40.75	8.28	45.75	7.38	50.75	6.65	55.75	6.05
40.87	8.26	45.87	7.36	50.87	6.63	55.87	6.04

strnije za 0,05 mm - dodati -0,25 Dsph

Tablica tjemnog efekta (verteks udaljenost)

jakost naoćalne leće	tjemena udaljenost (12 mm)	
	+ plus leće	- minus leće
4.00	4.25	3.87
4.50	4.75	4.25
5.00	5.25	4.75
5.50	5.87	5.12
6.00	6.50	5.62
6.50	7.00	6.00
7.00	7.62	6.50
7.50	8.25	6.87
8.00	8.87	7.25
8.50	9.50	7.75
9.00	10.12	8.12
9.50	10.75	8.50
10.00	11.37	8.87
10.50	12.00	9.37
11.00	12.75	9.75
11.50	13.37	10.12
12.00	14.00	10.50
12.50	14.75	10.87
13.00	15.50	11.25
13.50	16.12	11.62
14.00	16.75	12.00
14.50	17.50	12.37
15.00	18.25	12.75
15.50	19.00	13.00
16.00	19.75	13.50
16.50	20.50	13.75
17.00	21.50	14.12
17.50	22.25	14.50
18.00	23.00	14.75
18.50	23.75	15.12
19.00	24.75	15.50

 Fitting tablica
 (Comfort plinopropusne kontaktne leće)

Astigmatizam roćnice (Dcyl)	bazna zakrivljenost leće(r) plich meridijan roćnice (K)
0.00 do 1.25	r = K
1.50 do 2.00	r = K-0.05 mm
2.25 do 2.75	r = K-0.10 mm